

CM-FS916无尘植绒棉签

商品名称：CM-FS916（植绒棉签）；
商品包装：100支/盒、50盒/箱、独立包装；
棉签尺寸：头宽：5mm，头厚：5mm，头长：22mm；
棉杆材质：ABS 杆宽：25mm，杆长：132mm，总长：154mm；
灭菌方式：紫外线、药（械）准字 B000890；
有效周期：24个月、一次性使用；
病毒采样拭子：用于流感、猪流感、禽流感、手足口等呼吸道及肠道病毒的鼻部及咽喉部采样；

无尘植绒棉签：

商品名称：CM-FS916（植绒棉签）；
商品包装：100支/盒、50盒/箱、独立包装；
棉签尺寸：头宽：5mm，头厚：5mm，头长：22mm；
棉杆材质：ABS 杆宽：25mm，杆长：132mm，总长：154mm；
灭菌方式：紫外线、药（械）准字 B000890；
有效周期：24个月、一次性使用；
病毒采样拭子：用于流感、猪流感、禽流感、手足口等呼吸道及肠道病毒的鼻部及咽喉部采样；

植绒棉签组成：

，尼龙植绒拭子（用于采样，释放量高达90%以上）

产品特点：

采用国际通用的方便灭菌的纸塑包装。

射线灭菌，确保无菌。

大包装盒内的每套独立包装，方便使用。

针对不同的标本类型选用了不同的保存液。

（2），采样拭子（细菌、病毒、支原体、衣原体）

采集拭子特点：采集系统采用尼龙植绒拭子，对微生物无毒害，能最大程度的增加标本的采集及释放量。大量临床实验表明：与普通无菌棉拭子相比，尼龙植绒拭子有着更好的对临床微生物标

本的采集与运送效果，其是对于那些不能及时送检、放置时间过长的标本更有优势

独有的喷射式植入尼龙纤维技术，增加标本的采集及释放量。

拭子全长15cm，塑料杆上有独特的可折断设计。

绒毛质地可采集更多目标分析物。

没有标本残量，加快标本过程处理。

拭子为灭菌独立包装，独立包装的无菌拭子。

方法/步骤:第一步：准备好所需的材料，保证本身无感冒流鼻状态以免影响检查结果，撕开拭子采样包，握住手柄轻轻将取样拭子插入鼻腔处。第二步：将深入鼻咽的拭子轻轻旋转取样拭子3-5圈，然后慢慢取出，注意轻拿轻放，不要用手或者其他物品去触碰拭子头部。第三步：将提取出的样本放入样本采集管内，折断手柄，并封号样本采集管的盖子，保证密封，随机便完成取样。

产品细分：基因取样植绒棉签、口鼻腔采样拭子、DNA尼龙拭子采样棉签、一次性拭子无菌采样棉棒、植绒采样拭子、无菌采样棉签、一次性DNA基因采样拭子；

联系方式

官网：<http://www.cleanmo.cn>

公司：深圳市科林姆科技有限公司

地址：中国广东深圳市宝安区45区华丰新安商务大厦5楼511室

姓名：曾经理、李经理

邮件：allen@cleanmo.com、lizhi@cleanmo.com、wen@cleanmo.com

电话：0755-29455975

传真：0755-29455975

手机：13537874312、13265881029

QQ：1796678955、836520889

微信：13537874312、13265881029

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：