

### CM-FS919无尘植绒棉签

商品名称：宫颈采样拭子,植绒棉签

商品型号：CM-FS919

商品包装：50支/包,50包/箱,独立包装

商品头厚：6.5mm

商品头长：23.0mm

商品头宽：6.5mm

商品杆材质：ABS

商品头材质：尼龙植绒

棉签用途：用于细菌学样本处理、病毒学细胞培养、DFA检验、快速直接的检验、酶免疫法检测、聚合酶链反应和基于分子诊断的检测

商品名称：宫颈采样拭子,植绒棉签；

商品型号：CM-FS919；

商品包装：50支/包,50包/箱,独立包装；

商品头厚：6.5mm；

商品头长：23.0mm；

商品头宽：6.5mm；

商品杆材质：ABS；

商品头材质：尼龙植绒；

#### 棉签用途

：用于细菌学样本处理、病毒学细胞培养、DFA检验、快速直接的检验、酶免疫法检测、聚合酶链反应和基于分子诊断的检测；

#### 商品简介：

采样拭子是由尼龙短纤维绒毛头和医用级ABS塑料杆构成，尼龙短纤维的作用就像一把柔软的刷子，能有效改善对细胞材料的采集，纤维间的毛细管运动形成强大的液压，由此摄取液体样本，同时样本紧贴拭子表面，易于洗脱。

商品用途：尼龙植绒拭子用途广泛，在用于细菌学样本处理、病毒学细胞培养、DFA检验、快速直接的检验、酶免疫法检测、聚合酶链反应和基于分子诊断的检测，以及法医鉴定时都十分理想，同样植绒拭子也可用于流感、猪流感、禽流感、手足口等呼吸道病毒的咽喉部采样。

#### 商品特点：

- 1、针对不同的标本类型选用了不同的保存液。；
- 2、大包装盒内的每套独立包装，方便使用；
- 3、采用国际通用的方便灭菌的纸塑包装；
- 4、 射线灭菌，确保无菌；

**商品优势：**

- 1、专为犯罪现场DNA微量检材而设计，尤其对于汗液、精液、血液、皮屑、口腔细胞等微量检材具有优越的采集性能；
- 2、前端较尖，适用于犯罪现场受害人或者犯罪嫌疑人指甲缝内细胞的提取；
- 3、拭子后端可折断设计，有利于自动化提取工作站进行样本的提取；
- 4、整个拭子包装在透明塑料管中，避免生物污染；
- 5、能够对微量样本快速吸附，释放时效率高；

**联系方式**

官网：<http://www.cleanmo.cn>

公司：深圳市科林姆科技有限公司

地址：中国广东深圳市宝安区45区华丰新安商务大厦5楼511室

姓名：曾经理、李经理

邮件：allen@cleanmo.com、lizhi@cleanmo.com、wen@cleanmo.com

电话：0755-29455975

传真：0755-29455975

手机：13537874312、13265881029

QQ：1796678955、836520889

微信：13537874312、13265881029

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：